

PANGEN



Hémostatique de contact, résorbable

Pangen® Compresses

Compresses sous double emballage individuel stérile conditionnées en boîte

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION Nombre UCD/Boîte	GROUPAGE	
			Nombre UCD	Nombre boîtes
2260	2,5 x 3,5 cm	10	330	33
2261	5 x 7 cm	10	210	21
2262	7 x 10 cm	10	200	20

PANGEN



DESCRIPTION

Comresse de collagène natif, de type I, non dénaturé, lyophilisé, résorbable, extrait de derme de veau.
Comresse stérile, blanche, conservant son intégrité en milieu humide, permettant une manipulation aisée du produit lors de l'application.

PROPRIETES

- **Pangen**® a un fort pouvoir hémostatique, grâce à un procédé de fabrication qui permet de conserver la structure hélicoïdale du collagène. Sous sa forme native, le collagène a un effet spécifique sur l'hémostase. Au contact des plaquettes, le collagène provoque leur agrégation entraînant la formation d'un caillot de fibrine.
- **Pangen**® est un hémostatique local d'action rapide.
Une fois appliqué sur le site hémorragique, **Pangen**® arrête le saignement en 2 à 6 minutes en fonction de l'importance du saignement.
- **Pangen**® est résorbable.
Peut être laissé in situ après l'arrêt du saignement si les conditions le nécessitent.
Toutefois, il est recommandé d'enlever l'excès de comresse une fois l'hémostase obtenue.
Les études chez l'animal ont démontré que **Pangen**® est résorbé en moins de 8 semaines.
- **Pangen**® présente une bonne adhésivité au site hémorragique. Sa souplesse permet une manipulation aisée.

INDICATIONS

INDICATIONS :

- La comresse **Pangen**® est indiquée comme hémostatique local quand le contrôle du saignement est inefficace et impraticable par ligature ou par d'autres moyens conventionnels. Elle peut être utilisée pour arrêter les hémorragies capillaires, veineuses, ou artériolaires.

CONTRE-INDICATIONS :

- Le collagène réduisant le pouvoir adhésif du ciment de polyméthacrylate de méthyle, **Pangen**® est contre indiquée dans l'hémostase des surfaces osseuse sur lesquelles du matériel prothétique doit être fixé avec ce ciment.
- Ne pas auto-transfuser en per-opératoire de sang ayant été en contact avec **Pangen**® en raison du risque potentiel d'induire la formation de microthrombus dans la circulation générale.
- Ne pas utiliser **Pangen**® chez des patients à terrain allergique ou en cas d'allergie connue au collagène d'origine bovine.

CONSEILS D'UTILISATION

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Il est recommandé d'enlever l'excès de comresse après l'obtention de l'hémostase pour faciliter sa résorption.
- **Pangen**® ne doit pas être laissé en place après l'hémostase des plaies cutanées car elle peut faire obstacle au rapprochement normal des berges de la plaie lors de la cicatrisation.
- **Pangen**®, comme d'autres agents hémostatiques locaux à base de collagène, peut favoriser le développement bactérien.
- L'efficacité de **Pangen**® peut être diminuée chez les patients qui présentent des anomalies de coagulation systémique.
- Des précautions doivent être prises en chirurgie oto-rhino-laryngologique pour éviter l'inhalation du produit par le patient. Aussi, tout résidu de produit sera retiré en fin d'intervention.
- Du fait de l'absence de données cliniques chez la femme enceinte et l'enfant, **Pangen**® ne devra être utilisé qu'en cas d'absolue nécessité.
- **Pangen**® est un produit à usage unique, il ne doit pas être restérilisé.
- **Pangen**® est inactivé par autoclavage.
- **Pangen**® ne doit pas être conservé après ouverture pour une utilisation différée qui entraînerait des risques d'infection.
- Vérifier l'intégrité des doubles sachets qui garantit la stérilité du produit.

EFFETS INDESIRABLES

Des effets indésirables peuvent survenir, comme avec d'autres agents hémostatiques en collagène, tels que :

- la formation d'adhérences,
- des réactions allergiques,
- des réactions à corps étrangers,
- l'augmentation de l'incidence de l'alvéolite quand la comresse est laissée en place dans l'alvéole après extraction dentaire.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE 0459.

