

Urgocrêpe®



Bande élastique adhésive de haute tolérance cutanée pour le maintien de pansements

Urgocrêpe®

Bande adhésive avec papier intercalaire déchirable à la main, conditionnée sous film imprimé.
Longueur non étirée : 2,5 mètres. Coloris : blanc.

CODE	DIMENSIONS	GROUPE EN UCD
1814	2,5 m x 3 cm	80
1815	2,5 m x 6 cm	40
1816	2,5 m x 8 cm	80
1817	2,5 m x 10 cm	80
1818	2,5 m x 15 cm	40
1819	2,5 m x 20 cm	40

Urgocrêpe®



DESCRIPTION

- Bande élastique tissée enduite d'une masse adhésive élastomère sans solvant.
- Chaîne 100 % coton.
Trame : 85 % coton et 15 % viscosse.
- Enduction et aération sur toute la surface.
- Présentation : . sur protecteur papier siliconé,
. sur axe,
. sous film imprimé.

PROPRIETES

- Extensibilité ≥ 40 %.
- Son élasticité lui assure une parfaite adaptation aux mouvements.
- Les lisières non tissées garantissent l'absence de risque de striction.
- L'aération de la masse adhésive sur toute la surface de la bande permet les échanges physiologiques de la peau, perspiration, transpiration.
- La manipulation est facilitée par le protecteur papier déchirable.
- Masse adhésive de haute tolérance cutanée.
- Usage unique.

INDICATIONS

- Soin : Fixation de pansements.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Utiliser sur une peau sèche, saine et dégraissée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne jamais poser la bande directement sur une peau lésée.
- Eviter des tensions fortes à la pose.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la chaleur.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE.
Inscrit sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

